

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Mua môi trường nuôi cấy, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm nước sinh hoạt năm 2025

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang có nhu cầu mua môi trường nuôi cấy, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm nước sinh hoạt năm 2025 (chi tiết số lượng, yêu cầu thông số kỹ thuật theo phụ lục đính kèm).

Để có căn cứ xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội kính mời Quý Cơ quan/ Đơn vị có khả năng cung cấp môi trường nuôi cấy, sinh phẩm nêu trên gửi Bảng báo giá với thông số kỹ thuật của hàng hóa tối thiểu như báo giá, có thể tương đương hoặc cao hơn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội theo thông tin như sau:

Báo giá bản cứng xin gửi về: Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Địa chỉ: số 70 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội;

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về: baogia.dvtyt.cdc@gmail.com;

SĐT: 0243.734.9816 hoặc Dược sĩ Trần Quang Điện: 039.525.4496;

Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 21 / 7 /2025;

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị.


Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Khoa TTGDSK (để đăng tải);
- Lưu: DVTYT (Điện).



Bùi Văn Hào



Phụ lục:
DANH MỤC MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, SINH PHẨM PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM NƯỚC SINH HOẠT
NĂM 2025

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội)

STT	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật đề xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách (nếu có)
1	Baird Parker Agar Base	Thành phần: Pancreatic Digest of Casein 10.0 Meat Extract 5.0 Yeast Extract 1.0 Sodium Pyruvate 10.0 L-Glycine 12.0 Lithium Chloride 5.0 Agar 17.0	Lọ	1	500g /Lọ
2	Egg yolk tellurite emulsion	Chất bổ sung được chiết xuất từ lòng đỏ trứng, bổ sung thêm kali tellurite; sử dụng làm chất bổ sung cho môi trường Baird Parker	Hộp	2	50mL/Lọ 04 Lọ/Hộp
3	Huyết tương thô đông khô (BACTIDENT COAGULASE RABBIT PLASMA)	Hóa chất phân tích dùng thử khẳng định khả năng đông huyết tương của Staphylococcus aureus; dạng đông khô, đóng lọ	Hộp	3	06 Lọ 3mL/ Hộp
4	Brain heart infusion (BHI)	Môi trường dinh dưỡng cao dành cho nuôi cấy, tăng sinh các loại vi khuẩn. Thành phần (g/L): Brain infusion solids 12,5; Beef heart infusion solids 5,0; Proteose peptone 10,0; Glucose 2,0; Sodium chloride 5,0; Disodium phosphate 2,5; pH = 7.4 ± 0.2 ở 25°C.	Lọ	1	500g /Lọ



STT	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật đề xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách (nếu có)
5	Pseudomonas CFC/CN agar (base)	Pseudomonas Agar Base được sử dụng để phân lập chọn lọc và phân lập Pseudomonas sp. Thành phần (g/L): Gelatin Peptone 16.0 Casein Hydrolysate 10.0 Potassium Sulfate, Anhydrous 10.0 Magnesium Chloride, Anhydrous 1.4 Agar 15.0	Lọ	1	500g /Lọ
6	Pseudomonas CN Selective	Chất bổ sung CN được khuyến nghị thêm vào thạch Pseudomonas agar để phân lập Pseudomonas aeruginosa Thành phần bao gồm hỗn hợp đông khô của Cetrinide và Axit Nalidixic.	Hộp	2	10 Lọ /hộp
7	Peptone water	Môi trường nuôi cấy vi sinh vật lỏng không chọn lọc, được sử dụng để tăng sinh vi khuẩn. Bao gồm: peptate digestate của mô động vật và natri clorua.	Lọ	1	500g /Lọ

